

ORTHOSYN FIBER SÜTUR

Ortopedik cerrahinin amaçları doğrultusunda geliştirilen sütünun örgü yapısı, sütünun performansını ve taşıma özelliklerini artırır. Böylelikle Polyester ve poliblend süturlara göre daha yüksek gerilme mukavemeti sunan esnek ve kullanımı kolay bir ortopedik cerrahi süturu elde edilmiştir.



REF	ÜRÜN ADI
16.150.023	Orthosyn Fiber sütünun #2 95cm

Orthosyn Fiber sütünun, bağlama işlemi sırasında daha sıkı düğüm ve düğümün kopmasına karşı direnç sağlar. Sütünun düşük düğüm profili, hassas düğüm yerleşimine ve pürüzsüz bir bağ elde etmeye olanak verir.

Orthosyn Fiber® sütünun inanılmaz derecede güçlü ve dayanıklı ultra-yüksek molekül ağırlıklı polietilen (UHMWPE) malzemedен hazırlanır.

ENDİKASYONLARI:

Orthosyn Fiber® sütünun, allograft doku kullanımı da dahil olmak üzere, yumuşak doku yaklaştırmada ve/veya bağlamada kullanılır.



ORTHOSYN FIBER SUTURE

The braid structure developed for the purposes of the orthopedic surgery increases the performance and transportation characteristics of the suture. Thus, a flexible and easy-to-use orthopedic surgical suture that provides higher tensile strength than Polyester and polyblend sutures has been obtained.

Orthosyn Fiber suture provides resistance to tighter knot and knot tear during bonding. The low knot profile of the seam allows precise knot placement and a smooth bond. The Orthosyn Fiber® suture is made from incredibly strong and durable ultra-high molecular weight polyethylene (UHMWPE) material.

INDICATIONS:

Orthosyn Fiber suture is used for soft tissue approximation and/or adhesion, including allograft tissue use.

REF	PRODUCT DESCRIPTION
16.150.023	Orthosyn Fiber Suture #2 95cm



Address : 1322. Cadde 14/6 Öveçler, Ankara / Türkiye
Telephone : +90 312 479 0906 Fax : +90 850 226 0502
tbolat@neosysmed.com / export@neosysmed.com
<http://www.neosysmed.com>